



ALMASOFT
Mer värde i praktiken



SUPPORT
från ditt
ALMA-team



ALMA-supporten tipsar!

Värme på ingång

Nu kan vi nog sticka ut hakan och säga att våren är här på riktigt!

Dagarna blir bara ljusare och ljusare, knoppar börjar brista och alldeles strax ställer vi om våra klockor till sommartid. Bakom hörnet väntar årets första riktiga vårmånad april och i samband med det brukar den första värmen hitta hit. Kanske har du även lite efterlängtat påskledighet att se fram emot nu i april?

Vi på ALMASOFT kommer hålla öppet nästan precis som vanligt, med bara lite avvikelser för röda dagar då vi har planer på att titta djupt ner i våra påskägg och frossa i godis och kanske njuta av några lata sovmornar.

Våra öppettider under påsken



| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Skärtorsdag 14:e april | 07:00-15:00 |
| Långfredag 15:e april | STÄNGT |
| Påskafton 16:e april | STÄNGT |
| Påskdagen 17:e april | STÄNGT |
| Annandag påsk (18:e april) | STÄNGT |

**Övriga dagar har vi
öppet som vanligt!**





eBackup

Den 31:e mars uppmärksammar vi världsbackupdagen, och vi vill i samband med detta understryka vikten av att ha en bra och trygg backup-lösning.

Man vet aldrig när olyckan eller tjuven är framme. Tjuven kan ju som bekant se ut på många olika sätt i dagens digitaliserade samhälle, och någon form av ransomware kanske är bland de vanligaste skepnaderna.

Med en säker backup-lösning behöver varken tjuvar eller olyckor innebära någon större katastrof, sett till förlorad journaldata. Backup ska tas varje dag, den ska förvaras på ett säkert ställe, och med jämna mellanrum bör man göra teståterställningar för att säkerställa att allt fungerar.


Känner du att det vore skönt att slippa tänka på backupen? Då kanske vår eBackup är något för dig. Mellan 31:e mars och 15:e april **bjuder vi på uppsättningsavgiften** när du tecknar nytt eBackup-avtal med oss.

Värde: 1 875 kr inkl. moms

[➔ Jag vill veta mer om eBackup](#)

Har du koll på att vi finns på sociala medier?

Följ oss gärna där för att ta del av tävlingar, nyheter, erbjudanden, smarta tips och tjuvkikar bakom kulisserna.



Nätverksträff

För dig som använder kvalitets- och ledningssystemet Qdent bjuder vi nu in till vårens digitala nätverksträff.

Den **27:e april kl 17.30** kör vi igång. Eventet är helt kostnadsfritt och du kan vara med vart i landet du än befinner dig.

Det enda du behöver är en dator med internetanslutning, mikrofon och webkamera.



[➔ Jag är nyfiken på nätverksträffen](#)

Tips från supporten

För ett tag sedan skickade vi ut frågan på våra sociala medier om vad du som användare skulle vilja att vi tog upp som tema i "Supporten tipsar". Eftersom er vilja i stort sett är vår lag så kommer vi den här månaden att fokusera på ett av de önskemål som trillade in, nämligen tips och trix på smidiga arbetsflöden i Paroden.

Har du fler önskemål på tips att ta upp i nyhetsbrevet? Svara i så fall på det här mailet med just dina önskemål.


1. Använd tangentbordet

När du jobbar i paroden är det skönast att lägga musen åt sidan och jobba mer med tangentbordet istället.

- Använd dig av bokstäver för att registrera saker som Överskott (Ö) eller Retraherad (R) gingiva, Blödning (B), Plack (L) och Tandsten (T).
- Använd dig av siffror för att registrera saker som Diagnos, Furkation, Mobilitet och Fickdjup.
- För att manövrera dig runt i paroden använder du dig av piltangenterna, Tab och Shift:
- **Tab** = byt till nästa tand
- **Shift+Tab** = Återgå till föregående tand
- **Piltangenterna** - Uppåt/Nedåt = Byt rad
- Piltangenterna - Höger/Vänster = Byt yta på aktuell tand



Tab



Shift



Piltangenter

2. Använd kommandofältet

Istället för att fara omkring i parodstatuset och registrera i tandgården kan du använda dig av kommandofältet. Det vill säga att du helt enkelt skriver i kommandofältet vad du vill registrera för något.

Till exempel: **22id5** som betyder fickdjup 5 på den distala ytan på tand 22

(**22**=tand 22, **i**=diagnos fickdjup, **d**=distala ytan, **5**=fickdjupet i mm)

Paroddatum: 2022-03-22 Endast denna klinik

Kommando: 22id5 Normal Fickdjup

| Diagnos | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Överskott Retr. ging | R | | | | | | | | | | R | R |
| Benförlust | | | | | | | | | | | | |
| Mobilitet | | | | | | | | | | | | |
| Furkation | 3 | 2 | | 1 1 | | | | | | | | 2 |
| Blödn Plack Tandsten | | | | | | | | | | | | |
| Tandnr | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Fickdjup Pus | | | 3 | 5 | 1 | 3 | | | | 5 | | |
| Fickdjup Pus | | | | | | | | | | | | |
| Tandnr | X | X | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Blödn Plack Tandsten | | | | | | | | | | | | |
| Furkation | | | | | | | | | | | | |

Man skriver alltså enligt följande formel: **Tandnr - Diagnos - Yta - Värde**

Vill man registrera till exempel blödning, plack och tandsten eller överskott av gingiva behöver man inte ange något värde, utan enbart **Tandnr-Diagnos-Yta**.

Diagnoserna anges som standard enligt följande bokstavsförkortningar:

- Benförlust **E**
- Fickdjup **I**
- Furkation **F**
- Blödning **B**
- Pus **P**
- Plack **L**
- Tandsten **T**
- Subgingival tandsten **S**
- Mobilitet **M**
- Överskott **Ö**
- Retraherad **R**

Ytor anges som standard enligt följande bokstavsförkortningar:

- Mesialt **M**
- Buckalt **B**
- Distalt **D**
- Lingualt **L**

3. Jobba med Fickdjupskommando

Detta arbetssätt innebär att du registrerar enbart fickdjup i en specifik ordning. Här behöver du alltså inte ange något mer än själva fickdjupet i kommandofältet.

Självklart finns det även möjlighet att ange kommandon för att byta tand och yta enligt detta arbetssätt.

(Programmet hoppar själv över tänder som markerats som Ej existerande.)

Arbetsordningen är enligt detta arbetssätt förutsatt och man börjar alltid buckalt på tand 18, och arbetar först med överkäkens buckalytor innan man fortsätter med lingualytorna.

När överkäken är klar hoppar programmet ner till underkäken där lingualytorna registreras först innan det vänder så man registrerar buckalytorna.

Paroddatum: 2022-03-22

Endast denna klinik:

Kommando: Normal Fickdjup (18 distal)

| Diagnos | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
|----------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| Överskott Retr. ging | R | | | | | | | |
| Benförlust | | | | | | | | |
| Mobilitet | | | | | | | | |
| Furkation | 3 | 2 | | 1 1 | | | | |
| Blödn Plack Tandsten | | | | | | | | |
| Fickdjup | | | | | | | | |

Använd följande kommandon för jobba enligt arbetsläget Fickdjup:

- Siffervärdet för fickdjup (anges med siffra **0-30**)
- **Txx** - där xx är tandnumret. Anges för att tala om vilken tand man vill hoppa till
- **N** - Nästa. Hoppar direkt till nästa yta
- **F** - Föregående. Återgå till föregående yta
- **H** - Hoppa till nästa tand
- **B** - Återgå till föregående tand
- **Å** - Återställ. Det vill säga återgå till första ytan på tand 18
- **S** - Sida. Hoppar förbi resten av denna sida (buckalt/lingualt) och ställer sig på första ytan på nästa sida. Eventuellt efter käkbyte.
- **K** - Käkbyte. Hoppar direkt förbi alla ytor fram till andra käken

Observera att ett kommando alltid måste åtföljas av ett klick på Enter-tangenten.

4. Använd snabbinmatningen


Till vänster i parodstatusen hittar du snabbinmatningen där du kan registrera Blödning, Plack och Tandsten.

I den övre bilden anger du diagnoserna.

Vänsterklicka i rätt område för att ange önskad diagnos.


(Obs! För att ange subgingival tandsten vänsterklickar du två gånger).

Vill du rensa diagnosmallen högerklickar du och väljer Rensa val.



I den undre bilden anger du i vilken del av munnen du vill registrera angivna diagnoser.

Vänsterklicka för att rita in diagnoser enligt ovan ifyllda mall. Högerklicka för att radera.



Vi hoppas att du nu känner dig riktigt taggad på att ta dig an parodstatusen, och känner du att du vill lära dig ännu mer är du välkommen att höra av dig till vår support för att kanske boka en liten utbildning, eller för att bara räta ut något frågetecken.


Ny dyker vi ner i påskäggen och frossar i godis och vårkänslor.



Soliga (och godisstinna) påskhälsningar

// Ditt ALMA-team

Följ gärna almasoft.se på Facebook, Instagram och LinkedIn.



Ps: Du vet väl om att du alltid kan gå in på vår hemsida och se Mina sidor, läsa om våra nyheter, produkter och se film. Allt detta hittar du på: [Almasoft | Programutveckling för svensk privattandvård](https://almasoft.se).

Där hittar du även våra publicerade nyhetsbrev i utskriftsvänligt pdf-format: [Nyhetsbrev Arkiv \(almasoft.se\)](https://almasoft.se)